

先生各位

検体採取容器変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査容器におきまして、検体採取容器及び容器名称を変更させていただきます。ご案内申し上げます。

容器変更は順次実施となります。何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■変更対象容器及び変更内容

対象容器	新	旧
アンモニア用容器 記号《 07 》	 <p>保管方法 室温 有効期限 1年</p> <p>※真空採血厳禁</p>	 <p>保管方法 冷蔵 有効期限 1ヶ月</p>
喀痰細胞診専用容器 記号《 13 》		
トリコモナス用培地 記号《 17 》	 <p>有効期限 3ヶ月</p>	 <p>有効期限 6ヶ月</p>

※変更は5月以降、順次実施されます。旧容器につきましても、使用期限内は使用が可能です。

■名称変更容器および変更内容

2020年5月1日(金)より

対象容器	新容器名称	旧容器名称
酸洗浄容器 記号《 29 》	金属用容器	酸洗浄容器

ご質問・お問い合わせ等ございましたら、弊社お客様窓口または貴院担当営業までお申し付け下さい。