

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日 2021年 3月 31日(水)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
31	1216 3F095	脂肪酸分画	保存	冷蔵	凍結	測定委託先における変更のため。
	1238 3F087	酸化LDL(MDA-LDL)	所要日数	5～16日	5～9日	
34	1457 3I025	銅(Cu)<尿>	材料	蓄尿又は部分尿	尿	
			基準値	濃度: 18μ g/L以下 一日量: 13μ g/day以下	濃度: 18μ g/L以下	
			報告様式	濃度(単位:μ g/L) 一日量 (単位:μ g/day)	濃度(単位:μ g/L)	
41	4165 5C123	I型コラーゲン架橋 N-テロペプチド(NTx) <尿>	検査方法	CLEIA	ELISA	
			備考	早朝二番尿をご提出下さい。 <u>血尿でのご提出は避けて下さい。</u>	早朝二番尿をご提出下さい。	
59	2407 5E027	クラミドフィラ(クラミジア) シッタシIgG抗体	所要日数	5～11日	5～7日	
			2408 5E028	クラミドフィラ(クラミジア) シッタシIgM抗体	所要日数	
			報告範囲 (単位)	NTx濃度: 部分尿 15未満、 15～9999999 (nmolBCE/L) クレアチニン換算値: 変更はありません (nmolBCE/mmol・CRE)	NTx濃度: 部分尿 20以下、 21～9999999 (nmolBCE/L) クレアチニン換算値: (クレアチニン濃度により異なる)～ 999999.9 (nmolBCE/mmol・CRE)	

*裏面にも案内がございますので、ご覧ください。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。

■変更項目および変更内容

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
74	2276 5G555	抗LKM-1抗体	所要日数	4～10日	4～7日	測定委託先における変更のため。
82	4254 4G030	グルカゴン(IRG)	項目名称 検体量 検査方法 基準値 所要日数 備考 報告下限 報告上限 報告桁数	膵グルカゴン 血漿 0.4mL EIA 5.4～55.0pg/mL (空腹時) 5～11日 溶血の影響により測定値が低値となる可能性があります。乳びの影響により測定値が高値となる可能性があります。下線部が追加になります。 0BB 3.5 pg/mL未満 400 pg/mL以上 小数1位	グルカゴン(IRG) 血漿 0.5mL RIA(2抗体法) 70～174pg/mL 6～12日 専用容器に採血し、よく混和させ、低温(4℃)で血漿分離して下さい。血漿は必ず凍結して下さい。 0AA 50 pg/mL未満 99900000pg/mL 整数	測定委託先の変更のため。
83	4223 4E060	バニリルマンデル酸定量(VMA)<血漿>	保存	冷蔵	凍結	
	4225 4E055	ホモバニリン酸(HVA)<血漿>	保存	冷蔵	凍結	
84	4221 4E070	5-ハイドロキシインドール酢酸(5-HIAA)<血漿>	保存	冷蔵	凍結	
85	4571 4Z020	レニン定量(活性型)	項目名称 検査方法 基準値 所要日数 備考	レニン濃度(ARC) CLEIA 2.21～39.5 pg/mL 4～6日 留意事項 ・採血時間は午前が推奨されています。 ・採血は座位で15分間安静後をお勧めいたします。 ・冷蔵保存した場合、レニン濃度の上昇が認められます。	レニン定量(活性型) RIA固相法(IRMA) 随時: 3.2～36 臥位: 2.5～21 立位: 3.6～64 pg/mL 4～7日 低温(4℃)にて遠心分離して下さい。	測定委託先における変更のため。
	4152 4D115	アルドステロン<蓄尿>	備考	蓄尿時は冷暗所に保管して下さい。検体提出時は凍結してご提出下さい。	トルエン1～2mLを加え、冷所に蓄尿し、混和後、必要量をご提出して下さい。蓄尿量をお知らせ下さい。 注1	
91	5378 5D306	PSA-ACT	検体量 保存 所要日数 委託先記号	血清 0.3mL 凍結 4～7日 0BB	血清 0.5mL 冷蔵 4～6日 0AA	測定委託先の変更のため。
未掲載	4201 4E010	カテコールアミン総	保存	冷蔵	凍結	測定委託先における変更のため。
	1371 3C055	ハイドロキシプロリン総	保存	冷蔵	凍結	
	4226 4E055	ホモバニリン酸(HVA)<髄液>	保存	冷蔵	凍結	
	4222 4E070	5-ハイドロキシインドール酢酸(5-HIAA)<髄液>	保存	冷蔵	凍結	