

新規検査受託のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、新たに受託を開始いたしますので、ご利用いただきたくご案内申し上げます。

謹白

記

■受託開始日 2022年 3月 29日（火）より受託開始

■新規受託項目

項目コード 統一コード	検査項目	判断料 実施料	採取量 (mL) 必要量 (mL)	採取容器 提出容器	保存	検査方法	基準値	所要日数	備考
4331	MCIスクリーニング検査プラス 予約		血液 5	08	冷蔵	LC-MS		14~25日	0mo
			血漿 2	21	凍結				

検査前の飲食については空腹時などの制限はございません。

【検体取り扱い方法】

- ・指定の採血容器(記号「08」EDTA2Na入容器)に採血後、転倒混和し、室温又は冷蔵にて保管、24時間以内に遠心分離を行って下さい。
- ・遠心分離後、血漿2mLを分注し(記号「21」)、凍結にてご提出下さい。
- ・他項目との重複依頼は避けて下さい。

※**すでに認知症と診断されている方は検査対象外となります。**急性炎症が認められる方、肝硬変の方、先天的脂質異常症の方、自己免疫性疾患をお持ちの方は判定結果に影響する可能性があります。前述疾患の治療薬を服用されている場合も、判定に影響がある可能性があります。

*本検査はアルツハイマーの病態進行に関わる栄養、脂質代謝、炎症・免疫、凝固線溶の4分野9つのタンパク質の血中量を測定し、MCIのリスクを評価しています。

[4つのカテゴリー別の測定項目について]

栄養			脂質代謝	
トランスサイレチン(TTR)	アルブミン(ALB)		アポリポタンパク質A1 (ApoA1)	アポリポタンパク質C1 (ApoC1)
炎症・免疫			凝固線溶	
補体第3成分 タンパク質(C3)	アルファ1Bグリコ プロテイン(A1BG)	ヘモペキシン (HPX)	アルファ2アンチプラスミン (A2AP)	アルファ2マクログロブリン (A2M)

●今回の新規検査受託開始に伴い、下記項目の受託を中止させていただきます。

案内書 掲載頁	項目コード	検査項目	受託中止日
144	4325	MCIスクリーニング	2022年3月28日(月)ご依頼分をもって受託中止

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。