

「T-SPOT.TB」検査前処理工程変更に伴う採血管の取り扱いについて

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、測定委託先より下記に掲げる検査項目におきまして、検査の処理能力向上を目的に検査工程の一部を変更（自動前処理装置を稼働）する旨の連絡がございました。本対応を行うに際しまして、当該検査に使用する採血管（ヘパリン採血管）については、指定容器以外自動化対応ができない仕様となっているため、8月1日（火）のご依頼分より、検査案内に掲載している容器番号：19番（ヘパリン入容器10mL）採血管にて採血の上ご依頼いただきますようお願いいたします。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日 2023年 8月 1日(火)ご依頼分より

■対象項目

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目
62	2377 5E301	T-SPOT

■対象採血管



* 容器番号:18番(ヘパリン入容器5mL用)×2本採血のご依頼は避けてください。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。